

Contrôle du stérilisateur B03



Matériel

Vous recevez un set de rubans-tests à répartir dans le stérilisateur selon les instructions. Les bandelettes stérilisées nous doivent être retournées. Un certificat vous sera délivré, si aucune croissance de germes ne peut être décelée.

Participants

500 - 1000

Prix

CHF 50.- pour 1 set de rubans-tests par an

Remarques

L'envoi se fait indépendamment des autres essais interlaboratoires. Il est également possible de commander des échantillons supplémentaires si vous souhaitez tester votre appareil une nouvelle fois après un service d'entretien ou une réparation. La participation est également possible pour les non-membres.